

## 生物の観察と分類 (2)


【1】次の文章はルーペの使い方についてまとめたものである。( )に当てはまる言葉を書きなさい。

- ① ルーペを ( ) に近づけて固定する。
- ② 観察するものが動かせるときは、  
( ) を前後に動かし、よく見える位置を探す。
- ③ 観察するものが動かせないときは、  
( ) を前後に動かし、よく見える位置を探す。
- ④ ルーペを使うとき、( ) を見てはいけない。



【2】そうがんじつたいけん びきょう 双眼実体顕微鏡について、( )に当てはまる言葉を、下の{ }の中から選んで答えなさい。

- ① 倍率は ( ) 程度である。
- ② ルーペで見るには ( ) ものを観察するのに適している。
- ③ 両目で ( ) に観察できる。
- ④ ( ) は、[接眼レンズの倍率] × [対物レンズの倍率] で求める。
- ⑤ ステージには、白色の面と ( ) の面があるので、観察するものが  
見やすい面を選んで使う。



■ 双眼実体顕微鏡

<p>20~40倍、 200~400倍、 大きすぎる、 小さすぎる、          立体的、 平面的、 明るさ、 倍率、 <small>とうめい</small>透明、 黒色、          ステージ、 接眼レンズ、 <small>そどう</small>粗動ねじ、 クリップ  <small>しど</small>視度調節リング、 <small>きょうとう</small>鏡筒、 <small>びどう</small>微動ねじ、 <small>たいぶつ</small>対物レンズ</p>
--