


# ものが水にとける量 (1)

名前

1 右の図A、Bのメスシリンダーの使い方について、次の問いに答えましょう。

(1) メスシリンダーを使って 50mL の液をはかりとるときの手順について、( ) にあてはまる言葉を下の □ から選び、書き入れましょう。




- ① メスシリンダーを ( 水平な ) ところに置く。
- ② Aのように「50」の目盛りより少し ( 下 ) のところまで液を入れる。
- ③ 液面を横から見ながら、Bのように ( スポイト ) で液を少しずつ入れ、「50」の目盛りに合わせる。

上
下
スポイト
水平な
かたむいた

\*使わない言葉もあります。

(2) 目もりを読むとき、メスシリンダーの見方として正しいものを右の図の Ⓐ ~ Ⓤ から選び、記号を書きましょう。

( ⓑ )



2 下の図はメスシリンダーの目もりの読み方を表しています。ア~エから正しい読み方を選び、( ) に記号を書きましょう。ただし、ア~エの液面の高さはすべて同じです。

( エ )

